



## MELAcontrol Wash Check Halterung

Stück für Injektorschiene

---



Artikelnr.: 298296

Hersteller: MELAG

Gewicht: 0.018 kg

**€ 77,63**

*Zzgl. MwSt.*

---

### Stück Halterung für Injektorschiene

Gewährleisten Sie jederzeit höchste Reinigungsqualität und Sicherheit bei der Aufbereitung Ihrer Hohlkörper-Instrumente auf der Injektorschiene. Die *MELAcontrol Wash Check Halterung*, entwickelt nach den strengen Normen der DIN EN ISO 15883-5, ermöglicht Ihnen den exakten Nachweis der erfolgreichen Reinigung auf der Injektorschiene im MELAtherm Thermodesinfektor.

Die *MELAcontrol Wash Check Halterung* wird einfach mit einem Reinigungsindikator an der Injektorschiene adaptiert. Nach dem Reinigungs- und Desinfektionszyklus ermöglicht eine schnelle optische Kontrolle des Indikators eine sofortige Beurteilung der Reinigungsqualität von Hohlkörperinstrumenten (z.B. Hand- und Winkelstücke, Endoskope). Mit MELAcontrol Wash Check können Sie sicher sein, dass Ihre Instrumente immer gründlich gereinigt sind. Sichtbare Sicherheit für optimale Hygiene und Schutz Ihrer Patienten.