



SprintRay Ceramic Crown Kapsel

Packung 3 Stück A3



Artikelnr.: 298364

Gewicht: 0.19 kg

Höhe: 60 mm

Breite: 110 mm

Länge: 180 mm

€ 48,52

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Kapseln A3

Definitive keramische 3D-gedruckte Restaurationen, chairside

SprintRay revolutioniert die restaurative Zahnheilkunde mit einer Komplettlösung für den 3D-Druck definitiver Kronen für Praxen und Labore. Die SprintRay Ceramic Crown-Lösung kombiniert drei Komponenten: automatisiertes KI-Design, eine neue Klasse keramikdominanter Resine und neue Hardware. Dürfen wir vorstellen: Chairside 3D-Druck für definitive Restaurationen.