



GERL.

SprintRay Crown HT

Packung 3 Kapseln Unpigmented



Artikelnr.: 298367

Gewicht: 0.19 kg

Höhe: 60 mm

Breite: 110 mm

Länge: 180 mm

€ 53,45

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Kapseln Harz Unpigmented

SprintRay Crown HT for Midas ist ein von der FDA 510(k) freigegebenes, biokompatibles Harz, das für endgültige Zahnrestorationen entwickelt wurde. Mit >60 % Keramikfüllung erzeugt er die natürliche Lichtdiffusion, was ihn ideal für Vollkronen, Einlagen, Onlays und Veneers macht. Crown HT ist so konstruiert, dass es die mechanische Leistung natürlicher Gebisse widerspiegelt, und sorgt für Haltbarkeit, Ästhetik und langfristige Funktionalität. Exklusiv für die SprintRay Midas Digital Press sind Crown HT-Kapseln in den Stufen A1, A2, B1 und Bleach erhältlich und benötigen die SprintRay NanoCure Aushärtungseinheit für optimale Ergebnisse.