



SprintRay EU High Impact Denture Base

Flasche 1 kg Natural Pink



Artikelnr.: 298370

Gewicht: 1 kg

Höhe: 238 mm

Breite: 79 mm

Länge: 79 mm

€ 435,85

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 kg Resin Natural Pink

Digitale Prothesen können die Anzahl der für die Protheseninsertion erforderlichen Termine reduzieren.

SprintRay EU High Impact Denture Base Resin ist ein biokompatibles Resin für die generative Herstellung von Prothesenbasen.