




SprintRay Apex Teeth

Flasche 500 g A2



Artikelnr.: 298376

Gewicht: 0.58 kg

Höhe: 175 mm

Breite: 62 mm

Länge: 62 mm

€ 328,12

Zzgl. MwSt.

Flasche 500 g Harz A2

SprintRay Apex Teeth: biokompatible 3D-Druckprothesen-Zähne Harz. Übertrifft hochbelastende ISO-Standards für mechanische Eigenschaften. Teil eines kompletten digitalen Workflows für On-Demand-Prothesen. Farbtöne: A1, A2, B2 und Bleach.