



SprintRay Ceramic Crown

Flasche 250 g B1



Artikelnr.: 298380

Gewicht: 0.25 kg

Höhe: 131 mm

Breite: 61 mm

Länge: 61 mm

€ 320,72

Zzgl. MwSt.

Flasche 250 g Resin B1

Entdecken Sie das neue Resin für definitive Restaurationen, das seinesgleichen sucht. Ceramic Crown besteht zu über 50 % aus Keramik. Das Resin ist nicht nur ein weiteres Hybrid-Resin – sondern besteht mehrheitlich aus Keramik. Dieses Material wurde als wesentlicher Bestandteil der Chairside-3D-Druck-Lösung für Kronen entwickelt und ist FDA- und MDR-zertifiziert für definitive Vollkronen, Teilkronen und Veneers. Das Ceramic Crown Resin ist mit Pro S und Pro 2 3D-Druckern kompatibel.

Verfügbare Farben: A1, A2, A3, B1, C2, D2 und Bleach.