



SprintRay OnX Tough 2

Flasche 500 g Bleach



Artikelnr.: 298394
Hersteller: Sprinray
Gewicht: 0.5 kg
Höhe: 175 mm
Breite: 78 mm
Länge: 78 mm

€ 615,95

Zzgl. MwSt.

Flasche 500 g Harz Bleach

OnX Tough 2 ist ein bahnbrechendes Dental-3D-Druckharz, das die FDA- und MDR-Zulassung für die Herstellung festsitzender Hybridprothesen erhalten hat. Das Harz nutzt die hochmoderne NanoFusion™-Technologie und setzt durch außergewöhnliche Haltbarkeit und visuelle Qualität einen neuen Industriestandard. 500-g-Flaschen sind jetzt in A1, A2 und Bleach erhältlich.

- Ermöglicht die Lieferung einer kostengünstigeren, festsitzenden Hybridprothese am selben Tag
- Formuliert für optische Leistung und Farbstabilität für eine natürliche Ästhetik

- Einfache Nachbearbeitung und Charakterisierung