



Alfacomp LC bulk

Packung 16 x 0,25 g Cap blaugrau



Artikelnr.: 298520
Hersteller: VOCO
Gewicht: 0.039 kg
Höhe: 43 mm
Breite: 85 mm
Länge: 43 mm

€ 47,39

Zzgl. MwSt.

Packung 16 x 0,25 g Cap blaugrau

Lichthärtendes Aufbau- und Füllungsmaterial für den Seitenzahnbereich, 4 mm

Vorteile

- Sichtbare Abgrenzung der Restauration gegen die Zahnhartsubstanz durch blaue-graue Einfärbung
- Durchhärtetiefe 4 mm
- Einfache Anwendung bei hervorragenden physikalischen Eigenschaften
- Hohe Röntgenopazität
- Anwendbar mit jedem lichthärtenden Dentin- / Schmelzbond

Indikationen

- Füllungstherapie im Seitenzahnbereich Klasse I und II
- Stumpfaufbau