



GERL.

VALO™ Ortho™

Kit VALO Ortho Cordless LED-Polymerisationsleuchte inklusive Zubehör



Artikelnr.: 298562

Hersteller: Ultradent Products

Gewicht: 1.1 kg

Höhe: 93 mm

Breite: 154 mm

Länge: 318 mm

€ 1.262,76

Zzgl. MwSt.

Kit VALO Ortho Cordless LED-Polymerisationsleuchte, Batterieladegerät, Netzteil für Ladegerät, Handstückhalter, VALO Cordless Light Shield, Black Light lens, Musterpackung Hygieneschutzhüllen, 4 x aufladbare Batterien

- Härtet schnell und effizient fünf Zähne mit nur einem Knopfdruck aus
- Bewegungssensor schaltet das Gerät bei Nichtgebrauch automatisch in den Sleep-Modus und reaktiviert die zuletzt verwendete Einstellung bei Bewegung
- Intuitive, benutzerfreundliche Timer-Steuerung
- Breitband-LEDs mit extrem hoher Lichtenergie härten alle lichthärtenden Dentalmaterialien aus
- Leistungsstarker, optimal gebündelter Lichtstrahl sorgt für gleichmäßige und konstante Aushärtung
- Stabile, schlanke, ergonomische Gestaltung ermöglicht hervorragenden Zugang zu allen Zähnen und ihren Flächen