



## GC Fuji PLUS

Nachfüllpackung 7 ml Flüssigkeit



Artikelnr.: 30816  
Hersteller: GC  
Gewicht: 0.025 kg  
Höhe: 71 mm  
Breite: 42 mm  
Länge: 42 mm

**€ 35,68**

Zzgl. MwSt.

### Nachfüllpackung 7 ml Flüssigkeit

*GC Fuji PLUS* ist ein kunststoffmodifizierter Glasionomer-Befestigungszement, der für eine konsequent stressfreie Zementierung bei routinemäßigen Kronen- und Brückenrestaurationen sorgt.

*GC Fuji PLUS* wurde entwickelt, damit Sie einfach und fehlerfrei zementieren und sich auf einen starken und dauerhaft stabilen Haftverbund verlassen können. Die hervorragende Leistung und Verfügbarkeit in verschiedenen Farbtönen machen *GC Fuji PLUS* zu einem Mehrzweckzement.