



Total Etch

Refill Packung 2 x 2 g Spritze, 10 Metall-Applikationskanülen



Artikelnr.: 31421
Hersteller: Ivoclar
Gewicht: 0.036 kg
Höhe: 23 mm
Breite: 105 mm
Länge: 207 mm

€ 20,23

Zzgl. MwSt.

Refill Packung 2 x 2 g Spritze, 10 Metall-Applikationskanülen

37 % Phosphorsäure Ätzgel zur Schmelzätzung und Dentinkonditionierung im Rahmen von Versiegelungen, direkten Compositefüllungen sowie der adhäsiven Befestigung laborfertiger Restaurationen aus Vollkeramik oder Composites. Schnell und effektiv auftragbar dank konstanter Viskosität. Gut vom Zahn differenzierbare Farbe. Ökonomisch dank Verdrängerdorn am Spritzenkolben. Praktische Jumbo-Spritze zum Nachfüllen.