




Supramid

Packung 12 Stück schwarz, 45 cm, HS15, 1/2 Kreis, schneidend, 15 mm, USP 4/0



Artikelnr.: 31937
Hersteller: B. Braun
Gewicht: 0.075 kg
Höhe: 63 mm
Breite: 60 mm
Länge: 133 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Folien schwarz, Fadenlänge: 45 cm, HS15, 1/2 Kreis, schneidend, Bogenlänge: 15 mm, USP 4/0

Supramid ist ein synthetisches, nicht resorbierbares Nahtmaterial, hergestellt aus Polyamid, erhältlich in zwei verschiedenen Strukturen abhängig von der Fadenstärke:

Supramid pseudo-monofiles Nahtmaterial, mit einer Fadenseele aus Polyamid 6.6 und einem Mantel aus Polyamid 6, erhältlich in den Stärken 4/0 bis 2.

Supramid monofile Fäden bestehen aus Polyamid 6, erhältlich in den Stärken 6/0 bis 5/0.

Indikationen

Supramid ist indiziert für die Anwendungsbereiche, in denen gemäß chirurgischer Praxis nicht resorbierbares, monofiles oder pseudomonofiles Nahtmaterial eingesetzt wird, besonders für den Hautverschluss und die Drainagefixation.

- Schwarz & Weiß
- Polyamid 6/6.6, Polyamid 6
- Pseudomonofil, Monofil
- Nicht resorbierbar