




## HyFlex® CM

Packung 6 Stück 21 mm, Taper.04 ISO 040



Artikelnr.: 32179  
Hersteller: COLTENE  
Gewicht: 0.036 kg  
Höhe: 18 mm  
Breite: 66 mm  
Länge: 120 mm

**€ 62,90**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 6 NiTi-Feilen 21 mm, Taper.04 ISO 040

Die bewährte regenerative NiTi-Feile *HyFlex® CM* gibt es ab sofort auch als vorsterilisierte Feile. Industriell gereinigt und einzeln verpackt ist sie sofort verwendbar und verkürzt damit die Rüstzeit vor der Behandlung erheblich. Zudem entspricht sie höchsten Hygienestandards und weist dieselben Vorteile wie die klassische *HyFlex® CM* auf: Ihre extrem hohe Bruchfestigkeit garantiert sicheres Arbeiten von der Aufbereitung bis zur Obturation. Neben der bekannten Sequenz (6 Instrumente) in 21 und 25 mm Länge, ist die *HyFlex® CM* jetzt zusätzlich in 31 mm Länge erhältlich. Dies ermöglicht ein noch einfacheres Arbeiten, beispielsweise beim Einsatz elektronischer Messgeräte.