



alphasil® PERFECT

Tube 150 ml HEAVY, türkis



Artikelnr.: 32322
Hersteller: Müller-Omicron
Gewicht: 0.22 kg
Höhe: 45 mm
Breite: 65 mm
Länge: 186 mm

€ 11,47

Zzgl. MwSt.

Tube 150 ml Silikon HEAVY, türkis

Kondensationsvernetzendes Polysiloxan, bietet dem Anwender Präzision, Sicherheit und Zuverlässigkeit in der Anwendung und im Ergebnis. Verarbeitungszeit bei allen Materialien: 1 Min. 45 Sek. Mundverweildauer: 4 Minuten. Farben: PUTTY SOFT: weiß, HEAVY: türkis, MEDIUM: blau, LIGHT: dunkelblau