



Polyamidbürsten

Packung 3 Stück rot, HP, Figur 543, 2,1 mm, ISO 220



Artikelnr.: 32449

Hersteller: Hager & Meisinger

Gewicht: 0.028 kg

Höhe: 48 mm

Breite: 23 mm

Länge: 77 mm

€ 33,56

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Bürsten rot, HP, Figur 543, Stärke 2,1 mm, ISO 220

Polyamidfräser mit SiC, zur Vorpolitur von Metallen und Kunststoff. Reinigungshinweise:

- Seifenlauge, keine aggressive Desinfektionsmittel
- Ultraschalleinsatz möglich
- Keine Beständigkeit für Thermodesinfektion bzw. Sterilisation
- Modellgußtechnik, Kronen-/Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik, Kunststofftechnik
- Drehzahl empf. 10.000 U/min., max. 15.000 U/min.