



GERL.

Prophy Polierer Pasteless

Packung 12 Stück blau, Länge 6 mm, ISO 030



Artikelnr.: 33427
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.012 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 90 mm
Länge: 154 mm

€ 10,45

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Polierer blau, Länge 6 mm, ISO 030

Effiziente und trotzdem schonende Reinigung und Politur natürlicher Zähne. Zur Beseitigung von Zahnbelägen, ohne Polierpaste durch in die Polierer eingearbeitete Abrasivstoffe. Maximale Reinigung und Politur der Zahnoberfläche bei minimaler Abrasion. Minimale Abrasion auf Zahnschmelz und Dentin. Schonung der Zahnhartsubstanz. Zu vernachlässigender Substanzverlust des Zahnes.

Anwendung: Mit Kühl - Spray polieren. Ohne Polierpaste