



Exa Special

Packung 12 Stück gelb, RA, Figur 030, 10 mm, ISO 060



Artikelnr.: 33429
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.012 kg
Höhe: 2 mm
Breite: 100 mm
Länge: 154 mm

€ 9,46

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Polierer gelb, RA, Figur 030, Kopflänge: 10 mm, ISO 060

Universal Microfiller Composite Polierer. Für einen seidigen und langanhaltenden Oberflächenglanz.
Polierer - Formen: Kelche – Politur konvexer Flächen und der Fissuren, dank der feinen Kante interdental.
Flamme / Spitzen – Politur konkaver Flächen, insbesondere auch okklusal.
Disc – Politur konvexer Flächen, insbesondere auf Glatflächen der Frontzähne.

- Verblend- und Keramiktechnik, Occlusalbearbeitung Keramik
- Mit Wasserspray anwenden
- Drehzahl 5.000 U/min.