



Exa Composite

Packung 12 Stück grau, RA, Figur 243, 10 mm, ISO 050



Artikelnr.: 33449
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.012 kg
Höhe: 11 mm
Breite: 91 mm
Länge: 131 mm

€ 11,52

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Polierer grau, RA, Figur 243, Kopflänge: 10 mm, ISO 050

Polierer für macrogefüllte Composites. Für ein perfektes Finieren ohne Schmelzbeschädigung. Auch geeignet für das Entfernen von Zementresten orthodontischer Bänder (Brackets). Kelche und Scheibe zur subgingivalen und interproximalen Oberflächenpolitur. Flamme und Spitzen zum Polieren von okklusalen und lingualen Oberflächen.

- Verblend- und Keramiktechnik, Occlusalbearbeitung Keramik, , Kieferorthopädie
- Mit Wasserspray anwenden
- Drehzahl 5.000 U/min.