



Spectrum® TPH®3

Packung 20 x 0,25 g Compule A3



Artikelnr.: 33953
Hersteller: Dentsply Sirona
Gewicht: 0.02 kg
Höhe: 13 mm
Breite: 80 mm
Länge: 187 mm

€ 80,45

Zzgl. MwSt.

Packung 20 x 0,25 g Compule A3

Spectrum® TPH®3 ist ein lichthärtendes, röntgensichtbares Feinstpartikel-Hybridkomposit für Restaurationen im Front- und Seitenzahnbereich. Das Komposit ist in Compules vordosiert oder wird in traditionellen Spritzen angeboten.

Spectrum® TPH®3 ist in einer Auswahl präzise getroffener Vita Farben verfügbar.

- Verbesserte Polierbarkeit für bemerkenswerte Ästhetik
- Einfaches, cremiges Handling
- Mehr als 15 Jahre nachgewiesener klinischer Erfolg