



Spectrum® TPH®3

Packung 10 x 0,25 g Compule A4



Artikelnr.: 33955

Hersteller: Dentsply Sirona

Gewicht: 0.011 kg

Höhe: 5 mm

Breite: 80 mm

Länge: 187 mm

€ 41,11

Zzgl. MwSt.

Packung 10 x 0,25 g Compule A4

Spectrum® TPH®3 ist ein lichthärtendes, röntgensichtbares Feinstpartikel-Hybridkomposit für Restaurationen im Front- und Seitenzahnbereich. Das Komposit ist in Compules vordosiert oder wird in traditionellen Spritzen angeboten.

Spectrum® TPH®3 ist in einer Auswahl präzise getroffener Vita Farben verfügbar.

- Verbesserte Polierbarkeit für bemerkenswerte Ästhetik
- Einfaches, cremiges Handling
- Mehr als 15 Jahre nachgewiesener klinischer Erfolg