



Diamantschleifer 110

Packung 5 Stück grün grob, FG, Figur 110, 6 mm, ISO 01



Artikelnr.: 34057
Hersteller: Horico
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 6 mm
Breite: 60 mm
Länge: 101 mm

€ 16,67

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Diamanten grün grob, FG, Figur 110, Kopflänge: 6 mm, ISO 012

- Normal-Körnung (80-120 μ)
- schwarz = extra-grob (180 μ)
- grün = grob (120-135 μ)
- rot = fein (45 μ)
- gelb = extra-fein (35 μ)
- weiß = ultra fein (5-15 μ)
- orange = UU-fein (2-4 μ)
- Drehzahl (ISO 005-014) 450.000 U/min., Drehzahl (ISO 016-023) 300.000 U/min.