



## Diamantschleifer 112

Packung 5 Stück grün grob, FG, Figur 112, 10 mm, ISO 012



Artikelnr.: 34073  
Hersteller: Horico  
Gewicht: 0.005 kg  
Höhe: 6 mm  
Breite: 60 mm  
Länge: 101 mm

**€ 23,78**

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer grün grob, FG, Figur 112, Kopflänge: 10 mm, ISO 012

- Normal-Körnung (80-120  $\mu$ )
- schwarz = extra-grob (180  $\mu$ )
- grün = grob (120-135  $\mu$ )
- rot = fein (45  $\mu$ )
- gelb = extra-fein (35  $\mu$ )
- weiß = ultra fein (5-15  $\mu$ )
- orange = UU-fein (2-4  $\mu$ )
- Kronen und Brücken - Vollkeramik- und Metall-Keramik-Kronen, Zahnrestauration - Komposit-Restaurationen, Amalgam-Restaurationen
- Drehzahl (ISO 005-014) 450.000 U/min., Drehzahl (ISO 016-023) 300.000 U/min.