



GC Brown Silicone Points

Packung 12 Stück HP, braun, Figur 113



Artikelnr.: 34162
Hersteller: GC
Gewicht: 0.063 kg
Höhe: 28 mm
Breite: 68 mm
Länge: 70 mm

€ 52,63

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Polierer HP, braun, Figur 113

Zur Politur von dentalen Legierungen.

- Für alle Legierungen geeignet
- Langlebig im Gebrauch
- Glattes Satin-Finish
- Drehzahl Figuren 113, 128, 103, 104, 110: weniger als 30.000 U/min
- Drehzahl Figuren 114 & 115: weniger als 10.000 U/min.
- Gold-, Silber-Palladium- und Nickel-Chromlegierungen