



## rotasept®

Flasche 2 Liter



Artikelnr.: 34411  
Hersteller: schülke  
Gewicht: 2.139 kg  
Höhe: 95 mm  
Breite: 165 mm  
Länge: 310 mm

**€ 19,39**

*Zzgl. MwSt.*

### Flasche 2 Liter

Gebrauchsfertige Lösung für die manuelle Reinigung und Desinfektion von rotierenden Präzisionsinstrumenten.

- Umfassend wirksam
- Erfüllt die aktuellen VAH Anforderungen
- Hervorragend geeignet für den Einsatz im Ultraschallbad
- Aldehydfrei