



## EcuSphere Flow A3 Spritze Pa 2x1,5g

Packung 2 x 1,5 g Spritze A3, 10 Tips



Artikelnr.: 34662  
Hersteller: DMG  
Gewicht: 0.039 kg  
Höhe: 21 mm  
Breite: 119 mm  
Länge: 200 mm

**€ 15,00**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 2 x 1,5 g Spritze A3, 10 Tips

Lichthärtendes, fließfähiges Universalcomposite; *EcuSphere-Flow* ist für alle Indikationen einsetzbar, die ein fließfähiges Composite erfordern und optimal auf die anderen EcuSphere-Farben abgestimmt ist.