



Inkotherm press extra

Flasche 1 Liter Flüssigkeit



Artikelnr.: 34717
Hersteller: Hedent
Gewicht: 1.6 kg

€ 101,59

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 Liter Flüssigkeit

Inkotherm press extra ist ein farbstabiles Methylmethacrylat mit extrem langer Verarbeitungsbreite. Die extrem lange, plastisch modellierfähige Phase und der bei Raumtemperatur verzögerte Polymerisationsbeginn ermöglichen eine rationelle Verarbeitung, speziell in der Modellgusstechnik. Druckpolymerisation garantiert große Dichte und optimale mechanische und chemische Werte. Das Barbitursäure-Katalysatorsystem baut Restmonomer bis unter 1 % ab. Der Kunststoff ist mundbeständig und hat eine gute Verträglichkeit!