



FLASH pearl Reinigungspulver Flasche Pa 4x300g

Packung 4 x 300 g inklusive Dosierkappe



Artikelnr.: 34804
Hersteller: NSK
Gewicht: 1.278 kg
Höhe: 51 mm
Breite: 202 mm
Länge: 202 mm

€ 59,60

Zzgl. MwSt.

Packung 4 x 300 g Flasche inklusive Dosierkappe

FLASH pearl, das Reinigungspulver von Prophy-Mate besteht aus speziell entwickelten kugelförmigen Partikeln, die glatt über Zahnoberflächen rollen und für eine schnelle Reinigung in alle Nischen vordringen. Die Kugelform des Granulats verringert die Wahrscheinlichkeit einer Schädigung von Zähnen und Weichgewebe während der schnellen und sicheren Entfernung von Verfärbungen, Plaque und Zahnstein. Die Grundlage von *FLASH pearl* ist natürlich schmeckendes Kalzium, das zur geringen Wartungsanfälligkeit des Prophy-Mate beiträgt, da es keine Klumpen bildet, die die Düse verstopfen. Das Pulver reduziert außerdem den Säuregehalt der Mundflüssigkeit und hemmt die bakterielle Entwicklung bei gleichzeitiger Verringerung der Plaquebildung. Das Produkt eignet sich ideal für die Zahnreinigung bei Patienten, die überempfindlich gegen Natriumbikarbonat sind oder an hohem Blutdruck leiden.