



CeraPol Plus

Packung 6 Stück grau, RA, Figur 243, 6 mm, ISO 030



Artikelnr.: 34818
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.009 kg
Höhe: 6 mm
Breite: 78 mm
Länge: 97 mm

€ 14,64

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Polierer grau, RA, Figur 243, Kopflänge: 6 mm, ISO 030

1 - Stufen Diamant - Poliersystem für alle keramischen Füllungen, Teil- und Vollkronen Restaurationen. Polierer mit Naturdiamantkorn zur Hochglanzpolitur von Keramikoberflächen. Ein erneuter Glanzbrand nach erfolgter Korrektur ist überflüssig. Einfache Anwendung und Zeitersparnis bei optimalster Polierleistung.

- Verbend- und Keramiktechnik, Occlusalbearbeitung Keramik
- Mit Wasserspray anwenden
- Drehzahl 10.000 U/min.