



## OptiBond™ FL

Kit



Artikelnr.: 34938  
Hersteller: Kerr  
Gewicht: 0.173 kg  
Höhe: 40 mm  
Breite: 139 mm  
Länge: 170 mm

**€ 158,85**

*Zzgl. MwSt.*

**Kit** 8 ml Flasche Primer, 8 ml Flasche Adhäsiv, 3 g Spritze Ätzelgel, 10 Spritzenaufsätze, 25 Mischnäpfchen, 50 Applikatoren

### Total-Etch-, Zweikomponenten-Dentaladhäsiv

Der Goldstandard OptiBond FL ist ein gefülltes, lichthärtendes Total-Etch-Adhäsiv-Bondingsystem, das eine einfache Entnahme aus zwei Flaschen oder einer Unidose mit nur einem Lichthärtungsschritt bietet.

- 48 Prozent Füllergehalt.
- Patentierte Formel mit GPDM-Monomer
- Wasser + Ethanol-Formel

Glasgefülltes Dentin-/Schmelz-Adhäsivsystem. Für die Pulpaabdeckung, Unterfüllung und die Adhäsion wird jetzt nur noch ein Werkstoff benötigt. Das zu 48 % glasgefüllte Bondingsystem erfordert kein Anmischen, es ist nur eine Lichtpolymerisation erforderlich. Alle Teile sind auch einzeln erhältlich.