



## Diamantschleifer 233

Packung 5 Stück grün grob, FG, Figur 233, 2,6 mm, ISO 012



Artikelnr.: 34974  
Hersteller: Horico  
Gewicht: 0.003 kg  
Höhe: 5 mm  
Breite: 60 mm  
Länge: 99 mm

**€ 12,25**

*Zzgl. MwSt.*

Packung 5 Schleifer grün grob, FG, Figur 233, Kopflänge: 2,6 mm, ISO 012

- Normal-Körnung (80-120  $\mu$ )
- schwarz = extra-grob (180  $\mu$ )
- grün = grob (120-135  $\mu$ )
- rot = fein (45  $\mu$ )
- gelb = extra-fein (35  $\mu$ )
- weiß = ultra fein (5-15  $\mu$ )
- orange = UU-fein (2-4  $\mu$ )
- Zahnrestauration - Amalgam-Restaurationen, Komposit-Restaurationen auch an Milchzähnen
- Max. Drehzahl (ISO 005-014) 450.000 U/min., Drehzahl (ISO 016-023) 300.000 U/min.