



Diamantschleifer 251

Packung 5 Stück rot fein, FG, Figur 251, 11,5 mm, ISO 016



Artikelnr.: 35326

Hersteller: Horico

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 5 mm

Breite: 60 mm

Länge: 99 mm

€ 32,38

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer rot fein, FG, Figur 251, Kopflänge: 11,5 mm, ISO 016

- Normal-Körnung (80-120 μ)
- schwarz = extra-grob (180 μ)
- grün = grob (120-135 μ)
- rot = fein (45 μ)
- gelb = extra-fein (35 μ)
- weiß = ultra fein (5-15 μ)
- orange = UU-fein (2-4 μ)
- Kronen und Brücken - Vollkeramik-Kronen, Metall-Keramik-Kronen, MOD Onlays, Keramikverblendungen, Proximo-okklusale Inlays, Zahnrestauration - Kariesdiagnostik, Komposit-Restaurationen
- Drehzahl (ISO 005-014) 450.000 U/min., Drehzahl ISO (016-023) 300.000 U/min.