



Turbo Diamanten T848L

Packung 3 Stück schwarz supergrob, HP, Figur 175 Konus lang, 15 mm, ISO 023



Artikelnr.: 35403
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.007 kg
Höhe: 6 mm
Breite: 23 mm
Länge: 49 mm

€ 29,54

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Diamanten schwarz supergrob, HP, Figur 175 Konus lang, Kopflänge: 15 mm, ISO 023

Turbo Diamanten.