



## IPS e.max CAD Impulse

Packung 5 Stück Gr. C14, O1



Artikelnr.: 35705  
Hersteller: Ivoclar  
Gewicht: 0.095 kg  
Höhe: 30 mm  
Breite: 87 mm  
Länge: 126 mm

**€ 174,46**

Zzgl. MwSt.

**Packung 5 Blöcke Größe C14, O1**

Die innovative IPS e.max CAD Lithium-Disilikat-Glaskeramik (LS2) bietet Funktion und Ästhetik bei gleichzeitig hoher Festigkeit von 360 MPa. Die neuen Impulse-Blöcke gibt es in drei Value- (Value 1, 2, 3) und zwei Opalfarben (Opal 1, 2). Sie werden vor allem zur Herstellung von (dünnen) Veneers, Teil- und Einzelkronen verwendet. Je nach Vorliebe für eine Verarbeitungstechnik (Mal-, Cut-back- oder Schicht-Technik) sowie der jeweiligen Patientensituation findet sich der passende Block.