



## Wiroplus® S

Karton 45 x 400 g Beutel ohne Flüssigkeit



Artikelnr.: 35947  
Hersteller: BEGO  
Gewicht: 19.66 kg  
Höhe: 240 mm  
Breite: 260 mm  
Länge: 400 mm

**€ 133,93**

*Zzgl. MwSt.*

Karton 45 x 400 g Beutel Einbettmasse

Spezial-Einbettmasse für die Silikon-Dubliertechnik.

- Lange Verarbeitungszeit für einwandfreies Füllen selbst feinsten Anteile bedeutet Sicherheit in der Verarbeitung
- Die hohe Kantenstabilität ermöglicht sicheres, exaktes Modellieren
- Sehr glatte Duplikatmodelle und ebenso glatte Gussflächen überzeugen durch sehr gute Passung und reduzieren den Nacharbeitungsaufwand auf ein Minimum
- Besonders an gefrästen Flächen führen optimal abgestimmte Expansionsparameter zu reproduzierbarer Passung bei merkbar reduziertem Zeitaufwand
- Sehr gutes Ausbettverhalten mindert notwendigen Zeit- und Materialaufwand
- Sichere Expansionssteuerung für exzellente Passungsergebnisse mit BegoSol® Anmisch-Liquid