



## Kronen-Konturierzange

Stück 800112

---



Artikelnr.: 36241  
Hersteller: Solventum Dental Solutions  
Gewicht: 0.088 kg  
Höhe: 18 mm  
Breite: 126 mm  
Länge: 190 mm

**€ 191,96**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück Zange 800112**

3M™ Biegezange für den Zervikalrand von Edelstahl- und Temporärkronen.

- Edelstahlkronen
- Temporäre Kronen in zwei Größen