



TOPDENT Emetapol

Packung 100 Stück weiß mittel, Spitze 23 x 6 mm



Artikelnr.: 36243

Hersteller: Kentzler-Kaschner

Gewicht: 0.143 kg

Höhe: 36 mm

Breite: 91 mm

Länge: 96 mm

€ 73,00

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Polierer weiß mittel, Spitze Kopflänge: 23 x 6 mm

Polierer für Edelmetalle. Maximal 20.000 U/min.