



LM Spiegelgriff 25 (Simple Stem EU-Gewinde)

Stück EU-Gewinde, grau, LM-ErgoSense® Griff



Artikelnr.: 36798

Hersteller: Medicom

Gewicht: 0.028 kg

Höhe: 16 mm

Breite: 50 mm

Länge: 196 mm

€ 14,34

Zzgl. MwSt.

Stück Griff EU-Gewinde, grau, LM-ErgoSense® Griff

LM-ErgoSingle™ Spiegelgriff

- Gut ausbalanciert, besserer Zugang

LM-ErgoSense® Spiegelgriff

- Design mit größerem Durchmesser
- Überzeugt durch überragende Ergonomie und Effizienz
- Bietet eine sensationelle Griffigkeit dank des Designs und des Weichsilikonmaterials

LM-ErgoMax™ Spiegelgriff

- Klassisches ergonomisches Design
- Für alle klinischen Behandlungen geeignet
- Garantieren eine ausgezeichnete taktile Sensitivität und einen entspannten Griff

LM-ErgoNorm Spiegelgriff

- Gerades Standard-Design
- Für alle klinischen Behandlungen geeignet

Die Gewinde der Spiegelgriffe LM 25 entsprechen dem internationalen Standard M2.5 - Simple Stem. Der Spiegelschaft muss einen Durchmesser von 2,5 mm haben.