




## Mini Endo Messbloc

Stück



Artikelnr.: 37154  
Hersteller: Dentsply Sirona  
Gewicht: 0.03 kg  
Höhe: 25 mm  
Breite: 37 mm  
Länge: 92 mm

**€ 37,96**

*Zzgl. MwSt.*

### Stück Messbloc

Messblock zur präzisen Längeneinstellung der Endodontie-Instrumente mit Hilfe von Silicone Stops. Die Einstellung der Arbeitslänge kann in Schritten von 0,5 mm im Bereich von 12 mm bis 27 mm erfolgen. Kunststoff, sterilisierbar bis 180°C.