



## Optosil® Comfort® Putty

Dose 900 ml



Artikelnr.: 37728  
Hersteller: Kulzer  
Gewicht: 1.153 kg  
Höhe: 151 mm  
Breite: 132 mm  
Länge: 132 mm

**€ 38,84**

*Zzgl. MwSt.*

**Dose 900 ml Silikon**

Kondensationsvernetzendes Vorabformmaterial, sehr hohe Konsistenz, knetbar. Doppelabformtechnik (mit Xantopren L oder VL).

- Sandwichabformung (mit Xantopren L)
- Funktionsrandgestaltung