



EasyCord

Spender Retraktionsfäden 330 cm, Größe 000, grün



Artikelnr.: 37733
Hersteller: Müller-Omicron
Gewicht: 0.012 kg
Höhe: 66 mm
Breite: 21 mm
Länge: 28 mm

€ 11,31

Zzgl. MwSt.

Spender Retraktionsfäden 330 cm, Größe 000, grün

EasyCord Retraktionsfäden aus 100 % Baumwolle, gestrickt; ungetränkt, 330 cm. Das spezielle Strickmuster ermöglicht eine 30 % höhere Aufnahmekapazität durch High-Speed Absorption. Die ausgezeichnete Kompression gibt die Flüssigkeit gezielt zur Einwirkung wieder ab. Sehr gutes elastisches Verhalten sorgt für gleichmäßigen Druck und perfekten Sitz; *EasyCord* lässt sich leicht legen, franst nicht aus und verwickelt sich nicht in rotierende Diamantbohrer.

Weitere Vorteile

Flasche mit integriertem Cutter und Längenmaß-Skala.