



ASPIJECT®

Packung 3 x transparente Kunststoff-Schraubhülsen für Aspiject SIS, autoklavierbar



Artikelnr.: 38026
Hersteller: Ronvig
Gewicht: 0.021 kg
Höhe: 15 mm
Breite: 38 mm
Länge: 79 mm

€ 14,16

Zzgl. MwSt.

Packung 3 x transparente Kunststoff-Schraubhülsen für Aspiject SIS, autoklavierbar

Die bekannten Injektionsspritzen *ASPIJECT®* nach Dr. Evers für die Infiltrations- und Leitungsanästhesie. Automatische (passive) Aspiration - selbstaspirierend für unerreichte taktile Verbesserung. Manuell (aktiv) Aspiration - Die Spritze ist mit einem ergonomischen Ring-Griff zum Zurückziehen des Spritzenstempels und einem selbstschneidenden Spiralhaken ausgestattet. Wird der Ring-Griff um 180 Grad gedreht, verrastet der selbstschneidende Spiralhaken reibungslos mit dem aus Gummi bestehenden Spritzenstempel. SIS - Steriles Injektionssystem mit transparenten autoklavierbaren Kunststoff-Schraubhülsen, selbstaspirierend.