



ZAKK® Beauty

Packung 5 ml inklusive 10 Mischkanülen MPN 2



Artikelnr.: 38243
Hersteller: R-Dental
Gewicht: 0.067 kg
Höhe: 46 mm
Breite: 104 mm
Länge: 175 mm

€ 39,04

Zzgl. MwSt.

Packung 5 ml Doppelkammerspritze inklusive 10 Mischkanülen MPN 2

Selbsthärtender provisorischer, temporärer Zement mit optionaler Lichthärtung (dualhärtend).

- Produktfarbe ästhetisch transluzent
- Im KwikkMix®-System 4:1
- Lichthärtbar und selbsthärtend
- Basierend auf ZnO/CaO, Dimethacrylat und organischen Säuren
- Ohne Eugenol (NE) und ohne Triclosan
- Polymerisiert zu einer elastischen Zementschicht
- Sehr gute Entfernbarkeit
- Ausgezeichnetes, ästhetisch transluzentes Erscheinungsbild
- Als Try-In und Probezement für definitive Zementierungen einsetzbar
- Optimales Randspaltverhalten ohne Auswaschungen
- Verarbeitungszeit 2 min 30 s.
- Licht-Polymerisationszeit ~ 20 s.
- Selbst-Aushärtungszeit > 4 min.