



Silikonpolierer 9572

Packung 5 Stück dunkelblau grob, HP, Figur 201, 17 mm, ISO 150



Artikelnr.: 38274
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.04 kg
Höhe: 71 mm
Breite: 55 mm
Länge: 87 mm

€ 18,23

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Polierer dunkelblau grob, HP, Figur 201, Kopflänge: 17 mm, ISO 150

2 Stufen System. Silikonpolierer mit Aluminiumoxid für Prothesen-Kunststoffe. Polierer zeichnen sich durch hohe Standzeiten aus.

- 1. Stufe - dunkelblau - Vorpolitur
- 2. Stufe - hellblau - Politur
- Kunststofftechnik
- Drehzahl empf. 5.000 - 7.000 U/min., max. 15.000 U/min.