



Exa Dental

Packung 12 Stück schwarz, RA, Figur 243, 6 mm, ISO 030



Artikelnr.: 38385
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.011 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 160 mm
Länge: 160 mm

€ 11,52

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Polierer schwarz, RA, Figur 243, Kopflänge: 6 mm, ISO 030

Universal-Polierer für alle Legierungen. Für einen langanhaltenden Glanz. Ideal für die Politur des Überganges Keramik-Metall. Polierer Kelch poliert sicher subgingivale und interproximale Oberflächen. Polierer Flamme und Spitzen sind geeignet zum Polieren von okklusalen und lingualen Oberflächen.

- Verblend- und Keramiktechnik, Füllungsbearbeitung
- Mit Wasserspray anwenden
- Drehzahl 7.000 U/min.