



DesNet+

Kanister 5 Liter



Artikelnr.: 38874
Hersteller: ALPRO MEDICAL
Gewicht: 5.48 kg
Höhe: 250 mm
Breite: 148 mm
Länge: 189 mm

€ 42,54

Zzgl. MwSt.

Kanister 5 Liter

Aldehyd- und phenolfreies Flüssigkeitskonzentrat mit umfassender Mikrobizide Wirksamkeit zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen von Medizinprodukten. Wirkt bakterizid inklusive MRSA und geeignet zur Hospitalismusprophylaxe, fungizid (*A. niger*, *C. albicans*), viruzid nach den Anforderungen des RKI (RKI/DVV 2004) alle behüllten und unbehüllten Viren inkl. Polio, sporizid gegen *C. difficile*.