




## Artikulationsgips - synthetisch

Sack 25 kg Artikulationsgips



Artikelnr.: 39106

Hersteller: ERNST HINRICHS

Gewicht: 25 kg

Höhe: 165 mm

Breite: 446 mm

Länge: 631 mm

**€ 15,00**

Zzgl. MwSt.

**Sack 25 kg Artikulationsgips**

Für Bissverschlüsselungen, Übertragungssockel und Frästechnik, fixieren von KFO-Sockeln, Bissregistrierungen, Vorwälle und Frässockel, geringe Expansion und ausgezeichnetes Stehvermögen. Typ 2.