



## HM-Fräser Schliff 26

Stück Titanverzahnung, schwarz grob, HP, Figur 194, 13,5 mm, ISO 040

---



Artikelnr.: 39872  
Hersteller: Edenta  
Gewicht: 0.007 kg  
Höhe: 10 mm  
Breite: 38 mm  
Länge: 70 mm

**€ 12,95**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Fräser Titanverzahnung, schwarz grob, HP, Figur 194, Kopflänge: 13,5 mm, ISO 040

Zur Bearbeitung von Titan und Titanlegierungen.

Drehzahl-Empfehlungen - Labor-Fräser.

- 010 - 023 = 5.000 - 40.000 U/min.
- 025 - 045 = 15.000 - 30.000 U/min.
- 050 - 080 = 15.000 - 20.000 U/min.
- Modellgußtechnik, Kronen-/Brückentechnik

Das Nichtbeachten der maximal zulässigen Drehzahl führt zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko.