



Omni Diamant MT

Packung 3 Stück blau standard, FGXL, Figur 137, 8 mm, 0°, ISO 010



Artikelnr.: 39908
Hersteller: OMNIDENT
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 68 mm
Länge: 77 mm

€ 39,60

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Diamanten blau standard, FGXL, Figur 137, Kopflänge: 8 mm, 0°, ISO 010

Omni Diamant MT Konusfräser für die Frästechnik. Primärkronen aus Zirkonoxid, insbesondere in Verbindung mit Galvano-Sekundärkronen, kommen bei hochwertigem Zahnersatz immer häufiger zum Einsatz. Eine optimale Oberflächenqualität der Zirkonoxid-Primärkrone ist dabei besonders wichtig, um die perfekte Funktion der Doppelkronen sicherzustellen. Für den Einsatz in der Turbine im Fräsgerät wurden diese aufeinander abgestimmten, formkongruenten Diamantschleifwerkzeuge entwickelt. Die Schleifer für die Frästechnik ermöglichen dem Anwender präzise Ergebnisse in kürzester Zeit.

Bearbeitung vollkeramischer Primärteile (Implantat Prothetik) Diamantinstrumente zur Bearbeitung vollkeramischer Primärteile in der Konustechnologie, gestützten Implantologie und für vollkeramische Abutments. Zum Einsatz im Fräsgerät mit Luftturbine und Wasserkühlung.

- blau - Standard, rot - fein, gelb - superfein, weiß - ultrafein
- Drehzahlbereich 150.000 U/min.

Achtung: immer mit Wasserkühlung und geringem Arbeitsdruck arbeiten.