



Diamanten 508

Packung 5 Stück grün grob, FG, Fig. 508 kon. Hohlkehle m. Führungssp., 7,5 mm, ISO 016



Artikelnr.: 39954
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 70 mm
Länge: 70 mm

€ 55,08

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Diamanten grün grob, FG, Figur 508 konische Hohlkehle mit Führungsspitze, Kopflänge: 7,5 mm, ISO 016

Definierte und kontrollierte zirkuläre Hohlkehlpräparation unter Führung des axialen Stiftes mit dem Instrument 508.

- grün - grob
- rot - fein
- Kronenpräparation
- Drehzahl ISO 016 - 280.000 U/min., ISO 020 - 210.000 U/min.