



## CeraGloss

Kit 6 Stück (2 x 30032, 2 x 30033, 2 x 30035), gelb, RA



Artikelnr.: 40058  
Hersteller: Edenta  
Gewicht: 0.029 kg  
Höhe: 42 mm  
Breite: 32 mm  
Länge: 76 mm

**€ 47,86**

*Zzgl. MwSt.*

Kit 6 Polierer (2 x 30032, 2 x 30033, 2 x 30035), gelb, RA

3 - Stufen Diamant - Poliersystem für alle keramischen Füllungen, Teil- und Vollkronen - Restaurationen. Polierer mit Naturdiamantkorn zum Finieren, Polieren und zur Hochglanz - Politur von Keramik - Oberflächen. Ein erneuter Glanzbrand nach erfolgter Korrektur ist überflüssig.

- 1. Stufe = Grün: Finieren, für schnellen Materialabtrag
- 2. Stufe = Blau: Polieren, zur Oberflächenglättung
- 3. Stufe = Gelb: Hochglanz - Politur

30040SO - CerGloss Keramik Kit (gelb) - Spezielles diamant - imprägniertes Oberflächen - Bearbeitungssystem zum Hochglanz - Polieren von Praxis - Keramiken. Zeitsparender, angenehmer Ein - Stufen - Prozess. Hochtemperatur - resistenter Synthekautschuk, mit natürlichen Diamantpartikeln höchster Qualität durchsetzt. Dies stellt eine schnelle Substanzreduktion sicher kombiniert mit einem Hochglanzresultat für höchste ästhetische Ansprüche.

- Veblend- und Keramiktechnik, Occlusalbearbeitung Keramik
- Mit Wasserspray benutzen
- Drehzahl 10.000 - 12.000 U/min.